

Easy Bone Graft

Collagen Graft x2D

双重密度基质，
实现可靠愈合



双重密度，增强稳定性

2倍高密度，增强形态稳定性
与软组织保护力

为软组织愈合优化的结构

高密度结构调节吸收速度，
诱导稳定且可预测的愈合过程

Collagen Graft x2D

如果您正在寻找最卓越的软组织修复材料！

Collagen Graft x2D是您的不二之选！



通过高密度结构 提供强化的稳定性

通过x2致密层同时确保
软组织附着与形态稳定性



高纯度 I 型胶原蛋白基质

高纯度的 I 型胶原蛋白
确保优秀的生物相容性与稳定的吸收性



优秀的形态维持力 与保护性

高密度基质保护手术部位
调节吸收速度，诱导可预测的愈合





持续的软组织稳定化 与恢复促进

缓慢吸收，长期维持形态
支持稳定且均匀的软组织再生

Collagen Graft x2D



由双层结构实现的可吸收软组织愈合基质



顶部
(致密层)

底部
(多孔层)


致密层

引导软组织附着及上皮化

多孔层

促进血管新生与细胞长入

Collagen Graft x2D



Order Information

Type	Thickness (mm)	Size (mm)	REF
Square	3	10 × 10	PSD1010D
		10 × 20	PSD1020D
		15 × 20	PSD1520D
		20 × 30	PSD2030D
	2	10 × 10	PSD1010MD
		10 × 20	PSD1020MD
		15 × 20	PSD1520MD
		20 × 30	PSD2030MD