


교정에서 보철까지,
심미적 완성도를 높이는 필러 솔루션

MONALISA HIGH ELASTIC



Volume



Rose


교정에서 보철까지,
심미적 완성도를 높이는 필러 솔루션
MONALISA HIGH ELASTIC

Volume

가장 단단한 제형으로 턱, 치간공극,
코끝 시술 시 선명한 라인을 형성하며
오랜 기간 유지됩니다.


Rose

입 주변, 이마 같이 얇은 피부에도
부드럽게 적용되며, 볼패임과 같은
교정 및 보철 치료 마무리에 효과적입니다.



MONALISA HIGH ELASTIC

Volume



Bone-contact technique

- Avoid anatomical hazards
- Minimize connective tissue damage
- Natural appearance
- Long-term stable

Nasolabial folds

Before

After



Forehead contour




Forehead contour



MONALISA HIGH ELASTIC

Rose



Needle-up technique

- Intradermal angle (10~15°)
- On superficial layer
- Maintain smooth appearance
- Less invasiveness


Marionette lines



Mental crease




Labial contour



Smooth Injection, Long-lasting Confidence


고유의 Hy-BRID™ Crosslinking 기술로
부드럽게 주입되지만 단단하게 유지됩니다.

피부 속에서 자연스럽게 퍼지는 균일한 입자 구조가
오랜 볼륨 지속력과 탄력을 선사합니다.




Hyper Cross-linked
Based on non-animal HA
▶ **Residue-free**
Improved
Density and elasticity

x 50



Even particle network ensures
smooth injection

x 500



Fine crosslink pattern delivers
long-lasting firmness

Long-lasting Elasticity, Natural Volume


고유의 Hy-BRID™ Crosslinking 기술로
탄성과 점탄성이 향상되어 형태 유지력이 우수하고,
주입 후에도 자연스러운 볼륨이 오래 지속됩니다.

탄성이 우수할수록 필러가 눌리거나 퍼지는 현상이 적어
더 선명하고 오래 지속되는 결과를 기대할 수 있습니다.

높은 지속성



고탄성



MONALISA HIGH ELASTIC



Specification

Rose

Volume

Packaging	1 g	
HA Conc.	24 mg/mL	
Lidocaine	0.3 w/v%	
Particle size	600 µm	900 µm
Needle	25, 27GTW (2units)	25GTW (2units)