


진동으로 완성된 무통

PAINLESS

무통 진동기



Gentle

분당 10,000회 부드러운
진동으로 신경 자극 완화

Wide

두 개의 진동 포인트로
효과 영역 확장


Convenient

어떤 각도에서도
손쉽게 사용 가능

Vibration That Reduces Pain


부드러운 진동으로 통증 없이 편안하게!

분당 10,000회의 부드러운 진동이 주변 신경을 자극해
통증 신호가 뇌로 전달되는 것을 억제합니다.



with Vibration

진동 자극으로 통증 신호 차단




Injection

주사 주입 시에도 통증 신호 전달 차단

Freedom at Every Angle


어떤 부위에서도 자유롭게!

두 개의 진동 포인트가 진동 범위를 넓혀,
시술 부위에 따라 최적의 진동 효과를 제공합니다.



*10~15초간 진동 유지 후, 그대로 두 팁 사이 중앙에 바늘 삽입

360° 회전 가능한 팁과 펜 그립 디자인으로
치과 시술뿐 아니라 미용·피부와 시술 등 다양한 분야에서도 활용 가능합니다.



Dental



Dermal