


通过振动完成的无痛

PAINLESS

无痛振动器



温和

每分钟10,000次柔和
振动，缓解神经刺激

宽幅

通过两个振动点
扩展作用区域


便捷

在任何角度下
都能轻松使用

每一次触碰都无痛

通过柔和的振动，无痛舒适！

每分钟10,000次的柔和振动刺激周围神经，
抑制疼痛信号向大脑传递。



带振动

通过振动刺激阻断疼痛信号



注射式

注射时也阻断疼痛信号传递

每一动作都自由自在

在任何部位都能自由操作!

两个振动点扩大了振动范围
根据治疗部位提供最佳振动效果



* 振动持续10-15秒后，将针头插入两个探头之间的中央位置。

通过可旋转360°的探头和笔握设计，
不仅可用于牙科治疗，还可用于美容、皮肤科等多种领域。



牙科



真皮层