


단 3초 만에!

The Trust

임플란트 동요도 측정기



Fast

단 3초, 7회 타진으로
빠른 진단

Reliable

ISQ 수준의 신뢰도


Any Angle

자유로운 구강 내 조작


Accuracy Made Effortless

한 손으로 빠르고 간편하게!

별도 액세서리 없이 **힐링 어버트먼트** 접촉만으로
손쉽게 측정할 수 있습니다.



무선으로 자유로운 구강 내 조작



힐링 어버트먼트 직접 측정

Consistently Accurate Diagnostics

정확하고 신뢰할 수 있는 진단 결과!

3초, 단 7회 타진으로
임플란트의 안정성을 빠르고 정확하게 평가합니다.



ISV

1 - 59

60 - 64

65 - 99

추천 프로토콜

전체 고정 스플린트

부분 고정

단일 임플란트

수술 프로토콜

2단계 수술

1~2단계 수술

1단계 수술

보철 프로토콜

자연 보철

조기 보철

즉시 보철

* ISV : Implant Stability Value