


仅需3秒！

The Trust

种植牙松动度测量仪



快速

仅需3秒,7次测量
实现快速诊断

可靠

达到ISQ标准

任意角度

可在口腔内自由操作

每一次触碰都简单

单手快速便捷!

无需额外配件，仅通过接触愈合托盘
即可轻松测量。



无线设计可在口腔内自由操作



直接测量愈合余量

值得信赖的精准度

准确且值得信赖的诊断结果!

仅需3秒，单颗测量7次
快速准确评估种植体稳定性。



ISV

1 - 59

60 - 64

65 - 99

推荐协议

整体固定分段

部分固定

单个种植体

手术协议

2级手术

1~2级手术

1级手术

修复体协议

延迟保护

早期保护

即时保护