

bright Simple

Pipeless Interior | The Evolution of the Surgical Chair



- ✓ Flexible **Swing Type**
- ✓ **Wireless Portable Suction** for Pipeless Interior
- ✓ Bright and wide-field **Surgical light**
- ✓ 1mm Ultra-Slim **Mesh Seat**




Flexible Swing Type

- ✓ 손목 부담 최소화로 장시간 시술에도 안정적
- ✓ 튜빙 암(Arm) 지지 설계로 발 걸림 없는 수술 환경
- ✓ 가볍고 유연한 튜빙으로 모든 방향의 부드러운 움직임



| 직관적인 터치스크린 패널로 빠르고 정확한 조작



| 로우·하이 핸드피스 통합으로 강력한 토크와 우수한 절삭력



bright Elec 2

- 40,000rpm
- 8Ncm
- Optic LED

Wireless Portable Suction for Pipeless Interior



- ✓ 배관 공사의 번거로움 없이, 자유롭게 간편한 사용
- ✓ Noiseless 설계로 조용한 수술 환경
- ✓ 각 부품의 개별 분리 세척으로 위생 강화 및 감염 예방

| 상황에 맞춰 자유로운 석선틱과 퍼넬의 자유로운 운용

| 245 x 250mm 보조 테이블 활용

| 수술과 진료 범위에 따라, 두가지 사이즈의 석선틱 보틀 선택 사용
사이즈 1.0L / 2.0L

Surgical Light

Bright and Wide-field



- ✓ 210 × 130mm의 넓어진 FOV로 수술 중 조명 조정 최소화
- ✓ 무영 수술등 탑재로 그림자 없는 선명한 시야 확보
- ✓ 비접촉 센서로 전원 및 모드 변경 전환



Surgery Mode



Composite Mode



1mm Ultra-Slim Mesh Seat

- ✓ 1mm 초슬림 백레스트로 의료진 무릎 간섭 최소화
- ✓ 메쉬 소재의 강화된 통기성으로 열과 땀을 줄여 쾌적한 환경
- ✓ 균일한 체압 분산과 허리 지지로 장시간 유지되는 편안함

| 메쉬 시트 최대 150kg 하중 지지

| 이중 관절형 구조로 최적의 시야 확보

